

DIAMTM

Servicio integral para cirugías de columna y neurocirugía.



APOLO
MEDICA

AGENDA TU CITA:

☎ Oficina: 55 5072 8197

» www.apolomedica.com

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL

DIAM es un producto de estabilización dinámica que se puede utilizar como una solución de intervención para tratar :

- El dolor lumbar
- El dolor irradiado en las piernas
- Pacientes que presentan más de 2 mm de disminución de la altura del disco en comparación con el nivel adyacente
- Cicatrización/engrosamiento del ligamento amarillo, anillo fibroso o cápsula de la articulación facetaria
- Núcleo pulposo herniado

• Núcleo de Silicona.

• Gancho de Titanio.

• Malla y Correa de Polietileno.



Ventajas Potenciales:

- Tensión discal y ligamentaria se puede reestablecer sin fusión
- Mantiene un amplio espacio para los nervios espinales
- Permite la restauración de la altura segmentaria
- Permite preservar el ligamento supraespinoso
- Comparte la carga soportada por el disco
- Implantación por abordaje lateral
- Sutura de fácil colocación
- Conserva el movimiento

CONTÁCTANOS