

LISATM

Servicio Integral para cirugías de columna y neurocirugía.



APOLO
MEDICA

AGENDA TU CITA:

📞 Oficina: 55 5072 8197

➤ www.apolomedica.com


FIJADOR RÍGIDO INTERESPINOSO

Sistema que permite eliminar la hernia de disco a través de un procedimiento mínimamente invasivo que limita el movimiento lordótico lumbar gracias a un espaciador rígido insertado entre dos procesos espinosos adyacentes, también limita el movimiento cifótico con un ligamento artificial que rodea dos procesos espinosos adyacentes.

Indicaciones:

- Estenosis del canal lumbar
- Lesiones degenerativas lumbares
- Hernia discal masiva en adultos jóvenes
- Entre otros

Medidas:



- Incisiones más pequeñas
- Menos pérdida de sangre
- Reducción del riesgo de infección
- Reducción de dolor posoperatorio

• Espaciador de PEEK.

• Banda de PET.

• Bloqueador de Titanio.



CONTÁCTANOS



Oficina: 55 5072 8197



www.apolomedica.com