

TM

TORRE DE ENDOSCOPIA



APOLO
MEDICA

AGENDA TU CITA:

☎ Oficina: 55 5072 8197

» www.apolomedica.com

TORRE DE ENDOSCOPIA™

IDEAL PARA CIRUGÍA DE COLUMNA MÍNIMAMENTE INVASIVA

La torre de endoscopia permite mostrar imágenes con finos detalles de los vasos sanguíneos y nervios pequeños, para una observación más clara, ayudando a los cirujanos a lograr intervenciones quirúrgicas precisas.

Monitor 4K/HD tiene una pantalla antideslumbrante que permite la visualización de imágenes intraoperatorias realistas.

Sistema de cámara endoscópica médica 4K/HD facilita el cambio entre la función de foto y video con un solo botón.

Cámara 4K/HD tiene una taza de impermeabilización IPX8 para una fácil esterilización.

Fuente médica de luz LED fría ajusta la iluminación automáticamente.

Sistema quirúrgico de plasma por radiofrecuencia tiene dos modos de trabajo: **ABLATE** para corte, resección y ablación; **COAG** para coagulación, hemostasia y capacidades de succión.

Sistema de poder para cirugías es sugerido para taladrar, pulverizar y raspar tejidos óseos o blandos en cirugía. Además, tiene sistema de autodiagnóstico de fallos y compatibilidad con diferentes tipos de piezas de mano.



CONTÁCTANOS

☎ Oficina: 55 5072 8197
» www.apolomedica.com